



## Kit Dottore 1

Codice GEF (SKU) 34063

EAN / GTIN 8023279340631

Confezione 1

DOTAZIONE STANDARD: Borsa utility - blu Termometro infrarossi a distanza Aeon A200 (GB, FR, IT, ES) Pulsossimetro Oxy-3 (GB, FR, IT, ES, PT) Sfigmomanometro aneroide palmare Kobe Fonendo Trad - lira nera

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279340631

CODICE GEF

34063



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697