



Kit Dottore 4a

Codice GEF (SKU) **34066**

EAN / GTIN **8023279340662**

Confezione **1**

DOTAZIONE STANDARD: Borsa multiuso - blu/grigia Termometro infrarossi a distanza Aeon A200 (GB, FR, IT, ES) Pulsossimetro Oxy-4 - blu Sfigmomanometro aneroido palmare Kobe Bracciale per obesi + polmone a 1 tubo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279340662

CODICE GEF

34066



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697