



Carrozzina Barella

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34070

EAN / GTIN 8023279340709

Confezione 1

Particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. 4 posizioni. Costruita in lega di alluminio di alta qualità. Materasso in morbida gommapiuma e sponda laterale antiruggine facile da pulire. Fornita completa di sponde, materasso, cinghie e sistema di fissaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni (LxPxH): 190 x 57 x 85 cm
- Dimensioni imballo: 198 x 60 x 25 cm
- Portata: 159 kg
- Peso netto/peso lordo: 32/40 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y122199

EAN / GTIN

8023279340709

CODICE GEF

34070



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697