



Barella Multiposizione Automatica

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34072

EAN / GTIN 8023279340723

Confezione 1

Barella multi posizione completamente automatica. Facilmente regolabile fino a 6 livelli per qualsiasi situazione di emergenza. Si può reclinare in avanti e indietro ed è dotata di schienale e poggiatesta regolabili in diverse posizioni. Può essere caricata in ambulanza da un solo operatore e bloccata nella posizione desiderata. Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza. Materasso in morbida gommapiuma rivestito in PVC speciale saldato. Sponde laterali antiruggine e facili da pulire. Fornita completa di sponde, materasso, cinghie, asta flebo, e sistema di fissaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione max. (LxPxH): 198 x 54 x 93 cm
- Dimensione min. (LxPxH): 198 x 54 x 30 cm
- Dimensioni imballo: 218 x 67 x 35 cm
- Portata: 159 kg
- Peso netto/peso lordo: 39 kg/45 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0899EAN / GTIN
8023279340723CODICE GEF
34072

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697