



Barella Pieghevole In 2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34076

EAN / GTIN 8023279340761

Confezione 1

Leggera, compatta e facile da trasportare. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione aperta: 188 x 45 x 7 cm
- Dimensione piegata: 94 x 48 x 10 cm
- Peso: 4 kg
- Portata: 150 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279340761

CODICE GEF

34076



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697