



Barella Con Ruote

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34077

EAN / GTIN 8023279340778

Confezione 1

Con ruote, stabilizzatori e schienale regolabile. Telaio in alluminio ad alta resistenza e telo in nylon impermeabile spalmato di vinile. Leggera, compatta, facile da trasportare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione aperta: 188 x 53 x 21 cm
- Dimensione piegata: 92 x 53 x 12 cm
- Peso: 8 kg
- Portata: 150 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279340778

CODICE GEF

34077



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697