



## Immobilizzatore Testa

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34079

EAN / GTIN 8023279340792

Confezione 1

FERMACAPO CONTOUR - adulto Colore: giallo Peso (kg): 1,5  
Materiale: poliuretano e PVC stampati Modelli di fermacapo per adulti e per bambini, in forme, materiali e colori differenti. Tutti sono formati da due blocchi testa e due fasce per impedire qualsiasi movimento della testa della persona infortunata durante il trasporto. Sui lati è presente un'apertura per le orecchie. Utilizzabili con barelle a cucchiaio e barelle in PE.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Y060312

EAN / GTIN

8023279340792

CODICE GEF

34079



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697