



Coperta D'emergenza

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34085

EAN / GTIN 8023279340853

Confezione 1

Adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo. L'interno argentato trattiene il calore del corpo, l'esterno dorato riflette i raggi solari.

Dimensioni: 160x210 cm Peso: 63 g Radiotrasparente Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, HU, RO, SE, FI, GR, HR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

T030399

EAN / GTIN

8023279340853

CODICE GEF

34085



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697