



## Coperta Antifiamma

Codice GEF (SKU) 34087

EAN / GTIN 8023279340877

Confezione 1

In fibra di vetro,utilizzabile per estinguere fiamme di bassa intensità.  
Dimensioni: 150x180 cm Standard EN1869 1997.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279340877

CODICE GEF

34087



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697