



# Telo Portaferiti 190x75 Cm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **34090**EAN / GTIN **8023279340907**Confezione **1**

Realizzato in poliestere, rivestito in PVC, resistente a sporco, batteri, funghi. Impermeabile, facile da lavare e disinfettare. Radiotrasparente. Dimensione 190 x 75 cm. Portata: 150 kg. Certificazione EN 1865-2010+A1 2015

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V08050199**

EAN / GTIN

**8023279340907**

CODICE GEF

**34090**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697