



# Barella Basket "Twin Shell"

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34094

EAN / GTIN 8023279340945

Confezione 1

Robusta, resistente e flessibile, è ideale per diverse operazioni di soccorso nelle miniere, in quota e in acqua. Una tecnica di produzione rivoluzionaria assicura uno spessore uniforme su tutta lunghezza della barella. La scocca è in polietilene ad alta densità e si unisce ad un telaio in alluminio per migliorarne la resistenza. Le maniglie per il trasporto, sono integrate nella struttura e sono disposte lungo l'intero perimetro. I fori per il fissaggio dei moschettoni di sollevamento sono in acciaio inossidabile. All'interno del guscio è presente un materasso rimovibile applicato con Velcro®, realizzato in EPDM, che lo rende impermeabile sia al sangue che all'acqua. Polietilene ad alta densità infrangibile e garantisce un'ottima sanificazione. Può contenere una tavola spinale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni: 118/215 x 64 x 19 cm
- Capacità di carico: 280 kg
- Peso: 17 kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279340945

CODICE GEF

34094



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697