



POMPA per Materasso a Depressione

Codice GEF (SKU) **34095**

EAN / GTIN **8056389233821**

Confezione **1**

Pompa in alluminio per materassi a depressione Capacità: 0,75 l
Fornita con tubo e raccordi. Maniglia girevole. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8056389233821

CODICE GEF

34095



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697