



Briglie di Sollevamento

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34099

EAN / GTIN 8023279340990

Confezione 1

Regolabili, possono essere utilizzate per situazioni di sollevamento orizzontale o verticale. Realizzate in tessuto di nylon durevole e attacchi in acciaio e meccanismo di blocco in ottone.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279340990

CODICE GEF

34099



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697