

GEF Medica

Barella 2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34101

EAN / GTIN 8023279341010

Confezione 1

BARELLA 2 - pieghevole in 2 Barella di soccorso robusta ma leggera. Struttura in alluminio e due solide barre trasversali in ferro per trasporti pesanti. Telo in nylon resistente, idrorepellente ed antistrappo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione aperta: 203 x 50 x 14 cm
- Dimensione piegata: 96 x 50 x 17 cm
- Peso: 6 kg
- Portata: 120 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279341010

CODICE GEF

34101



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697