



Barella CON Materasso A Depressione

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34102

EAN / GTIN 6974442056120

Confezione 1

BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS Materassi a depressione utilizzati per trasportare pazienti feriti, evitando compressioni e riducendo il rischio di ulteriori lesioni. TPU durevole e di alta qualità, imbottito con innocuo materiale EPS particolato e conformato in modo tale da adattarsi al corpo umano. Compatibili con raggi X e TAC. Il personale sanitario può utilizzare la pompa ad aria per generare vuoto o pressione negativa, regolando con facilità e rapidità il grado di durezza in base alla gravità delle lesioni. Leggeri, pieghevoli dopo essere stati sgonfiati e facilmente trasportabili. Dotata di quattro maniglie su entrambi i lati, di una pompa ad aria e di una borsa per il trasporto. Portata max.: 160 kg Dim. materasso aperto: 204x104x7 cm Peso: 6 kg Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, LV, EE, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR, Arabo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V08050103

EAN / GTIN

6974442056120

CODICE GEF

34102



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697