



# Barella 4 Pieghevole 4 Parti

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 34107

EAN / GTIN 8023279341072

Confezione 1

BARELLA 4 - pieghevole in 4 Struttura in lega di alluminio e telo impermeabile. Leggera, facile da trasportare. Pieghevole in 4: 2 parti in lunghezza e 2 in larghezza. Fornita con borsa.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensione aperta: 221 x 53 x 16 cm
- Dimensione piegata: 104 x 19 x 12 cm
- Peso: 5 kg
- Portata: 150 kg

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279341072

CODICE GEF

34107



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697