



## Fermatesta "fermo-3"

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34108

EAN / GTIN 6974442051026

Confezione 1

FERMACAPO FERMO 3 - bambino Colore: blu Dimensioni immobilizzatore aperto (cm): 26x34x14 Peso (kg): 0,5 Materiale: plastica impermeabile alta densità

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
34108	bambini - blu	6974442051026	1
34109	adulti - rosso	6974442051019	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030599

EAN / GTIN

6974442051026

CODICE GEF

34108



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697