



Ghiaccio Istantaneo in Busta TNT

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **34110**EAN / GTIN **8023279341102**Confezione **1**

GHIACCIO ISTANTANEO - busta TNT 14x18 cm (non tessuto) minimo vendita: conf. da 25 buste (38x25xh 17 cm) Il "ghiaccio istantaneo" è raccomandato per la crioterapia. Ottimo in caso di trauma per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc. Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento. Basta schiacciare la busta per rompere la bolla interna, quindi agitare. La miscela ottenuta abbassa la temperatura interna della busta. Raggiunge -4°C all'attivazione e raggiunge 0°C dopo 30 minuti (a temperatura ambiente di 20 °C).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M9001

EAN / GTIN

8023279341102

CODICE GEF

34110

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697