



Ghiaccio Istantaneo in Busta Pe

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 34111

EAN / GTIN 8023279341119

Confezione 1

GHIACCIO ISTANTANEO - busta PE 14x18 cm (polietilene) minimo vendita: conf. da 25 buste (38x25xh 17 cm) Il "ghiaccio istantaneo" è raccomandato per la crioterapia. Ottimo in caso di trauma per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori ecc. Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento. Basta schiacciare la busta per rompere la bolla interna, quindi agitare. La miscela ottenuta abbassa la temperatura interna della busta. Raggiunge -4°C all'attivazione e raggiunge 0°C dopo 30 minuti (a temperatura ambiente di 20 °C).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

M9001

EAN / GTIN

8023279341119

CODICE GEF

34111



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697