



Telo Salma PVC

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34116**

EAN / GTIN **8023279341164**

Confezione **1**

SACCO SALMA - PVC - nero In PVC (interno trasparente ed esterno nero), dotato di due cerniere lampo lunghe. Portata 150 kg. Dimensioni: 210 x 90 cm

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
34116	kg	8023279341164	1
34124	kg (34124)	8023279341249	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279341164

CODICE GEF

34116



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697