



Telo Salma

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34117**
EAN / GTIN **8023279341171**
Confezione **1**

SACCO SALMA - vinile - blu In nylon ricoperto di vinile conforme allo standard EN 1865, dotato di una lunga chiusura a lampo e 6 maniglie. Dimensioni: 210x90 cm Portata: 150 kg

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | MODELLO | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 34117 | coperto con nylon - portata 150 kg | 8023279341171 | 1 |
| 34118 | bianco - portata 150 kg | 8023279341188 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279341171

CODICE GEF

34117



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697