



Stecche Alluminio

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 34120

EAN / GTIN 8023279341201

Confezione 1

STECHE IN ALLUMINIO - 15 x 495 mm Fodera morbida per un miglior comfort. Alluminio spesso 1,0 mm. Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, HR. Made in Italy.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
34120	15 x 495 mm	8023279341201	1
34121	20 x 495 mm	8023279341218	1
34122	25 x 495 mm	8023279341225	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

M030505

EAN / GTIN

8023279341201

CODICE GEF

34120



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697