



## Forbici di Emergenza

Codice GEF (SKU) **34127**

EAN / GTIN **8034028011733**

Confezione **1**

Forbici d'emergenza, in acciaio inox AISI 420, utili per tagliare cinture di sicurezza, vestiti o rompere vetri. Utilizzabile come coltello per tagliare oggetti spessi. Autoclavabile Lunghezza: 23.5 x 10.5 cm. Peso: 540 gr  
Fornite in fodero per trasporto.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8034028011733**

CODICE GEF

**34127**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697