



## Cassetta Family

Codice GEF (SKU) **34136**

EAN / GTIN **8034028010521**

**CASSETTA FAMILY** Piccola cassetta di pronto soccorso adatta ad essere utilizzata ovunque ed in ogni occasione: a casa, in ufficio, in auto, in barca. Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm – cassetta in polipropilene

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- **CASSETTA FAMILY** Piccola cassetta di pronto soccorso adatta ad essere utilizzata ovunque ed in ogni occasione: a casa, in ufficio, in auto, in barca. Dimensioni: 235 x 190 x 43 mm – cassetta in polipropilene. Produzione italiana

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8034028010521**

CODICE GEF

**34136**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697