



Kit Primo Soccorso Morbido

Codice GEF (SKU) 34140

EAN / GTIN 8034028010538

KIT PRIMO SOCCORSO MORBIDO Borsa rossa di nylon termoretraibile con cerniera, contenente kit di primo soccorso per piccole ferite, utile complemento per auto private, attività nel tempo libero, attivi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT PRIMO SOCCORSO MORBIDO Borsa rossa di nylon termoretraibile con cerniera, contenente kit di primo soccorso per piccole ferite, utile complemento per auto private, attività nel tempo libero, attività di bricolage, ecc. Certificato MDR. Dimensioni: 170x110x60 mm. Peso: 200 g.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010538

CODICE GEF

34140



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697