



Armadietto Metallico - Pieno

Codice GEF (SKU) **34143**

EAN / GTIN **8034028010064**

Armadietto di metallo, pieno Fornito con 3 ripiani interni in metallo, supporto bombola da terra rimovibile, 2 piccoli scomparti sul coperchio, chiusura con chiave. Misure: 402 x 582 x 202 mm Peso: 12

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Armadietto di metallo, pieno Fornito con 3 ripiani interni in metallo, supporto bombola da terra rimovibile, 2 piccoli scomparti sul coperchio, chiusura con chiave. Misure: 402 x 582 x 202 mm Peso: 12,9 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010064

CODICE GEF

34143



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697