



# Armadietto Metallico Vuoto

2 varianti

Codice GEF (SKU) **34145**

EAN / GTIN **8023279341454**

Confezione **1**

Armadietto in metallo, vuoto. Fornito con 3 ripiani interni in metallo, supporto bombola da terra rimovibile, 2 piccoli scomparti sul coperchio, chiusura con chiave. Misure: 402 x 582 x 202 mm. Peso: 12,9 kg

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONI	EAN	CONFEZIONE
34145	Misura standard	8023279341454	1
34141	370x300x140 mm	8023279341416	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279341454**

CODICE GEF

**34145**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697