



## Cassetta Multisan Vuota

Codice GEF (SKU) 34148

EAN / GTIN 8023279341485

Confezione 1

CASSETTA IN PLASTICA 3 - vuota Dimensioni 443x338x147 mm - 3,3 kg Costituita da due parti, ciascuna suddivisa in scomparti da divisori in cristallo (7 sul lato inferiore e 3 sul lato superiore). Chiusura con 2 sganci girevoli. Staffa per fissaggio a parete.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279341485

CODICE GEF

34148



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697