



Cassetta Pronto Soccorso "3"+ Ossigeno

Codice GEF (SKU) 34151

EAN / GTIN 8023279341515

Confezione 1

CASSETTA 3 + BOMBOLA OSSIGENO - consigliato fino ad un massimo di 50 persone Misure: 32 x 44,5 x 15 cm Contiene il materiale richiesto dal Decreto 388 (15-07-03), Allegato 1 con in più una bombola di ossigeno da 0,5 l (vuota) in acciaio, completa di riduttore in bronzo con manometro ad alta pressione ed erogatore dosaltri, un pallone rianimazione autoclavabile con relativa mascherina N° 4, 3 cannule di Guedel, un tubo atossico, una pinza tiralingua e supporto muro.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279341515

CODICE GEF

34151



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697