

GEF Medica

Kit Intubazione F.O. - Completo

Codice GEF (SKU) 34153

KIT INTUBAZIONE F.O. - completo Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip, e 9 elastici di varie misure per reggere gli strumenti.

Realizzata in poliestere 600D impermeabile ed antiraffio. Colore blu.

Misure: 32 x 22,5 x h 7,5 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT INTUBAZIONE F.O. - completo
- Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip, e 9 elastici di varie misure per reggere gli strumenti.
- Realizzata in poliestere 600D impermeabile ed antiraffio.
- Colore blu.
- Misure: 32 x 22,5 x h 7,5 cm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
34153



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697