




Kit Emergenza " 13" PVC - Completo

Codice GEF (SKU) 34154

KIT PRONTO SOCCORSO 13 Borsa emergenza - blu - PVC (27167)
Dimensioni: 35 x 45 x h 21 cm Prodotti inclusi nei kit: • Coperta d'emergenza (34085) • Forbici universali - 16,5 cm (20571) • Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) • Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245) • Apribocca (34273) • Pinza tira-lingua (34274) • Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) • Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) • Fonendo Trad (32561) • Sfigmomanometro Yton (32720) • Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT PRONTO SOCCORSO 13 Borsa emergenza - blu - PVC (27167) Dimensioni: 35 x 45 x h 21 cm Prodotti inclusi nei kit:
- Coperta d'emergenza (34085)
- Forbici universali - 16,5 cm (20571)
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)
- Apribocca (34273)
- Pinza tira-lingua (34274)
- Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)
- Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)
- Fonendo Trad (32561)
- Sfigmomanometro Yton (32720)
- Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
34154



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697