



KIT PRONTO SOCCORSO 4 Borsa emergenza - poliestere 600D rosso (27165) Dimensioni: 35 x 45 x h 21 cm Prodotti inclusi nei kit: • Coperta d'emergenza (34085) • Forbici universali - 16,5 cm (20571) • Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) • Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245) • Apribocca (34273) • Pinza tiralingua (34274) • Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) • Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) • Mascherina per ossigeno - adulti (34166) • Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501) • Fonendo Trad (32561) • Sfigmomanometro Yton (32720) • Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381)

- KIT PRONTO SOCCORSO 4 Borsa emergenza - poliestere 600D rosso (27165) Dimensioni: 35 x 45 x h 21 cm Prodotti inclusi nei kit:
- Coperta d'emergenza (34085)
- Forbici universali - 16,5 cm (20571)
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)
- Apribocca (34273)
- Pinza tira-lingua (34274)
- Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)
- Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)
- Mascherina per ossigeno - adulti (34166)
- Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501)
- Fonendo Trad (32561)
- Sfigmomanometro Yton (32720)
- Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381)

CODICE GEF

34156



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it