



Zaino Emergenza " 8" Completo

Codice GEF (SKU) **34162**

EAN / GTIN **8023279341621**

Confezione **1**

KIT PRONTO SOCCORSO 8 Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171) Dimensioni: 40 x 25 x h 47 cm Prodotti inclusi nel kit: • Coperta d'emergenza (34085) • Forbici universali - 16,5 cm (20571)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279341621

CODICE GEF

34162



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697