



Mascherina Alto Flusso

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34168

EAN / GTIN 6970741240109

Confezione 1

Mascherina alto flusso - Adulti - con tubo Mascherine per ossigenoterapia prodotte in materiale atossico complete di tubo ossigeno e clip stringinaso elastico regolabile.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | ETA | EAN | CONFEZIONE |
|------------------|------------|---------------|------------|
| 34168 | adulti | 6970741240109 | 1 |
| 34169 | pediatrica | 8033003260456 | 1 |

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03010201

EAN / GTIN

6970741240109

CODICE GEF

34168

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697