



Mascherina Venturi a Concentrazione Variabile

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 34170

EAN / GTIN 8033003260425

Confezione 1

Maschera monouso per adulti con sistema Venturi, con tubo corrugato 15 cm, prolunga 200 cm, coppa e sette adattatori per la concentrazione variabile dell'ossigeno. Senza lattice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Codice colore in conformità a EN 13544-3:2001
- Blu Regolatori: 22% Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 2
- Bianco Regolatori: 28% Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 4
- Arancione Regolatori: 31% Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 6
- Giallo Regolatori: 35% Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 8
- Rosso Regolatori: 40% Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 8
- Fucsia Regolatori: 50% Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 12
- Verde Regolatori: 60% Litri/minuto per ottenere la concentrazione di ossigeno desiderata: 15

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	ETA	EAN	CONFEZIONE
34170	adulti	8033003260425	1
34171	pediatrica	18033003260439	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

R03010202

EAN / GTIN

8033003260425

CODICE GEF

34170



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697