



## Kit Emergenza " 7" - Completo

Codice GEF (SKU) **34174**

KIT PRONTO SOCCORSO 7 Borsa smart - grande - poliestere 600D rosso (27153) Dimensioni: 65 x 35 x h 35 cm Prodotti inclusi nei kit: • Coperta d'emergenza (34085) • Forbici universali - 16,5 cm (20571) • Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) • Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245) • Apribocca (34273) • Pinza tira-lingua (34274) • Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) • Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) • Mascherina per ossigeno - adulti (34166) • Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501) • Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero (32580) • Sfigmo London (32725) • Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302) • Aspiratore manuale (28125) • Lucciola Delta a led (25629) • Laccio emostatico Fast - verde (25728) • Pinza Magill - 20 cm (34002) • Termometro digitale °C (25560) • Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625) • Emocontrol - tampobenda (34782) • Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841) • Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819) • Pulsoximetro oxy-4 arancione (35092) • Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT PRONTO SOCCORSO 7 Borsa smart - grande - poliestere 600D rosso (27153) Dimensioni: 65 x 35 x h 35 cm Prodotti inclusi nei kit:
- Coperta d'emergenza (34085)
- Forbici universali - 16,5 cm (20571)
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)
- Apribocca (34273)
- Pinza tira-lingua (34274)
- Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)
- Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)
- Mascherina per ossigeno - adulti (34166)
- Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501)
- Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero (32580)
- Sfigmo London (32725)
- Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302)
- Aspiratore manuale (28125)
- Lucciola Delta a led (25629)
- Laccio emostatico Fast - verde (25728)
- Pinza Magill - 20 cm (34002)
- Termometro digitale °C (25560)
- Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625)
- Emocontrol - tampobenda (34782)
- Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841)
- Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819)
- Pulsoximetro oxy-4 arancione (35092)
- Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**34174**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)