



Kit Emergenza " 1" - Completo

Codice GEF (SKU) 34176

KIT PRONTO SOCCORSO 1 Valigetta resistente - arancione (27222)

Dimensioni: 55 x 43 x h 21 cm Prodotti inclusi nei kit: • Coperta d'emergenza (34085) • Forbici universali - 16,5 cm (20571) •

Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) • Pallone in silicone

con mascherina n°4 - adulti (34245) • Apribocca (34273) • Pinza tira-lingua (34274) • Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) • Assortimento 10

cannule di Guedel (34439) • Mascherina per ossigeno - adulti (34166) •

Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501) •

Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero (32580) • Sfigmo London

(32725) • Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302) • Aspiratore

manuale (28125) • Lucciola Delta a led (25629) • Laccio emostatico Fast

- verde (25728) • Pinza Magill - 20 cm (34002) • Termometro digitale °C

(25560) • Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625) •

Emocontrol - tampobenda (34782) • Bende di garza 3,5 m x 7 cm -

conf. da 10 pz. (34841) • Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 5

(34819) • Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111) • 3 Borsette E3 con

fi nestrella: rossa (27188), blu (27189), verde (27191) • 2 Borsette E4

con fi nestrella: rossa (27192), gialla (27194)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT PRONTO SOCCORSO 1 Valigetta resistente - arancione (27222) Dimensioni: 55 x 43 x h 21 cm Prodotti inclusi nei kit:
- Coperta d'emergenza (34085)
- Forbici universali - 16,5 cm (20571)
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)
- Apribocca (34273)
- Pinza tira-lingua (34274)
- Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)
- Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)
- Mascherina per ossigeno - adulti (34166)
- Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501)
- Stetoscopio a doppia testa Jotrap - nero (32580)
- Sfigmo London (32725)
- Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302)
- Aspiratore manuale (28125)
- Lucciola Delta a led (25629)
- Laccio emostatico Fast - verde (25728)
- Pinza Magill - 20 cm (34002)
- Termometro digitale °C (25560)
- Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625)
- Emocontrol - tampobenda (34782)
- Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841)
- Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819)
- Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)
- 3 Borsette E3 con fi nestrella: rossa (27188), blu (27189), verde (27191)
- 2 Borsette E4 con fi nestrella: rossa (27192), gialla (27194)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
34176



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it