



ZAINO EMERGENZA “ 14” - pieno Contenitore: Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171) Dimensioni cm: 40x25xh 47 Prodotti inclusi nei kit: Coperta d'emergenza (34085) Forbici universali - 16,5 cm (20571) Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) Pallone in silicone con mascherina n° 4 - adulti (34245) Apribocca (34273) Pinza tira-lingua (34274) Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) Mascherina per ossigeno - adulti (34166) Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501) Duofono Jotarap - nero (32580) Sfigmo Riester shock-proof R1 (32716) Set laringoscopio F.O. adulti 4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 (34453) Aspiratore manuale (28125) Lucciola Delta a led (25629) Laccio emostatico Fast - verde (25728) Pinza Magill - 20 cm (34002) Termometro digitale °C (25560) Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625) Emocontrol - tampobenda (34782) Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 (34841) Medicazione adesiva sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819) Pulsoximetro Oxy-4 (35092) Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ZAINO EMERGENZA " 14" - pieno
- Contenitore: Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171)
- Dimensioni cm: 40x25xh 47
- Prodotti inclusi nei kit:
- Coperta d'emergenza (34085)
- Forbici universali - 16,5 cm (20571)
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)
- Apribocca (34273)
- Pinza tira-lingua (34274)
- Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)
- Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)
- Mascherina per ossigeno - adulti (34166)
- Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501)
- Duofono Jotarap - nero (32580)
- Sfigmo Riester shock-proof R1 (32716)
- Set laringoscopio F.O. adulti 4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 (34453)
- Aspiratore manuale (28125)
- Lucciola Delta a led (25629)
- Laccio emostatico Fast - verde (25728)
- Pinza Magill - 20 cm (34002)
- Termometro digitale °C (25560)
- Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625)
- Emocontrol - tampobenda (34782)
- Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 (34841)
- Medicazione adesiva sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819)
- Pulsoximetro Oxy-4 (35092)
- Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

34179



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it