



Cassetta Speed Vuota

Codice GEF (SKU) **34180**

EAN / GTIN **8023279341805**

Confezione **1**

Kit Pronto Soccorso per rianimazione valigetta "SPEED" vuota. Indicata per studi medici, dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica antiurto Dimensioni: 43 x 32 x 11 cm. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279341805

CODICE GEF

34180



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697