



CASSETTA SPEED-1 con bombola UNI (vuota)

Codice GEF (SKU) **34181**

EAN / GTIN **8023279341812**

Confezione **1**

Kit Pronto Soccorso per rianimazione "SPEED 1". Indicata per studi medici, dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica antiurto Dimensioni: 43 x 32 x 11 cm. Produzione italiana.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279341812

CODICE GEF

34181



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697