



## CASSETTA SPEED-3 senza bombola

Codice GEF (SKU) **34183**

EAN / GTIN **8023279341836**

Confezione **1**

Kit Pronto Soccorso per rianimazione "SPEED 3". Indicata per studi medici, dentistici, club sportivi, aziende, ambulanze. Valigetta rigida in plastica antiurto. Dimensioni: 43 x 32 x 11 cm. Produzione italiana.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279341836**

CODICE GEF

**34183**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697