



Kit Piccolo "a" - in Valigetta Plastica

Codice GEF (SKU) 34184

EAN / GTIN 8034028010897

Kit Pronto Soccorso - ALL. 2 - valigetta in plastica • Consigliato per uffici o laboratori di 2 persone • Conforme alla legge 388 art. 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit Pronto Soccorso - ALL. 2 - valigetta in plastica
- Consigliato per uffici o laboratori di 2 persone
- Conforme alla legge 388 art. 2

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010897

CODICE GEF

34184



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697