



Borsa Mizard - Nylon

Codice GEF (SKU) 34185

EAN / GTIN 8034028011214

Borsa in Nylon per Kit Pronto Soccorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Borsa in Nylon per Kit Pronto Soccorso.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028011214

CODICE GEF

34185



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697