



Pacco Reintegro per Cod. 34195, 34198, 34199 Senza Sfigmo

Codice GEF (SKU) 34189

EAN / GTIN 8034028010224

Pacco reintegro per Kit Pronto Soccorso (cod. 34195/98/99) senza sfigmo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pacco reintegro per Kit Pronto Soccorso (cod. 34195/98/99) senza sfigmo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010224

CODICE GEF

34189



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697