



Kit Grande Multired - Valigetta Plastica 3

Codice GEF (SKU) 34193

EAN / GTIN 8034028010125

KIT GRANDE MULTIRED - valigetta plastica 3 Dimensioni: 443x338x147 mm In robusta plastica tripolimero, lucida, liscia e facile da pulire. Antipolvere grazie alla guarnizione in neoprene. Può essere fissato a qualsiasi parete con l'apposita staffa murale. Divisori interni e chiusura sicura con 2 clip a scatto. Peso: 3,3 (vuoto), 8,4 kg (pieno).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT GRANDE MULTIRED - valigetta plastica 3 Dimensioni: 443x338x147 mm In robusta plastica tripolimero, lucida, liscia e facile da pulire. Antipolvere grazie alla guarnizione in neoprene. Può essere fissato a qualsiasi parete con l'apposita staffa murale. Divisori interni e chiusura sicura con 2 clip a scatto. Peso: 3,3 (vuoto), 8,4 kg (pieno).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010125

CODICE GEF

34193



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697