



Kit Grande - Cassetta Plastica "1"

Codice GEF (SKU) **34195**

EAN / GTIN **8034028010903**

Kit Pronto Soccorso grande - valigetta in plastica 1 • Dimensioni: 460 x 345 x 135 mm • Peso: 6,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit Pronto Soccorso grande - valigetta in plastica 1
- Dimensioni: 460 x 345 x 135 mm
- Peso: 6,2 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010903

CODICE GEF

34195



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697