



Kit Pronto Soc. All. 2 Magg. - Valigetta Plastica

Codice GEF (SKU) 34196

EAN / GTIN 8034028010095

Kit Pronto Soccorso · Dimensioni: 275 x 240 x 123 mm · Peso: 2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit Pronto Soccorso
- Dimensioni: 275 x 240 x 123 mm
- Peso: 2 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010095

CODICE GEF

34196



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697