



Kit Pronto Soc. All. 2 Magg.- Armadietto Metallo

Codice GEF (SKU) **34197**

EAN / GTIN **8034028010033**

Kit Pronto Soccorso - armadietto in metallo • Dimensioni: 370 x 300 x 140 mm • Peso: 3,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit Pronto Soccorso - armadietto in metallo
- Dimensioni: 370 x 300 x 140 mm
- Peso: 3,8 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010033

CODICE GEF

34197



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697