



Kit Pronto Soccorso All. 1 - Valigetta Plastica

Codice GEF (SKU) **34198**

EAN / GTIN **8034028010118**

Kit Pronto Soccorso grande - valigetta in plastica 2 • Dimensioni: 395 x 270 x 135 mm • Peso: 6,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit Pronto Soccorso grande - valigetta in plastica 2
- Dimensioni: 395 x 270 x 135 mm
- Peso: 6,2 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010118

CODICE GEF

34198



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697