



Kit Pronto Soccorso All. 1 - Armadietto Metallo

Codice GEF (SKU) **34199**

EAN / GTIN **8034028010040**

Kit Pronto Soccorso grande - valigetta in metallo • Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm • Peso 7,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit Pronto Soccorso grande - valigetta in metallo
- Dimensioni: 460 x 300 x 140 mm
- Peso 7,5 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8034028010040

CODICE GEF

34199



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697